

# AUDISOL® RENGÖRINGSPRAY FÖR ÖRONEN



**BÄTTRE ALTERNATIV  
ÄN BOMULLSPINNAR**

- ✓ Sköljer bort öronvax
- ✓ Förhindrar ansamling av öronvax

**LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA FÖRE  
ANVÄNDNING.**

**ANVÄND ENDAST ENLIGT ANVISNINGARNA.  
VÄND DIG TILL SJUKVÅRDEN OM SYMTOMEN  
INTE FÖRSVINNAR.**

## Vad är Audisol® rengöringspray för öronen?

Audisol® rengöringspray för öronen är en skonsam, effektiv, naturlig spray utan läkemedel som rengör öronen och motverkar ansamling av öronvax. Audisol® innehåller varken kemikalier eller konserveringsmedel.

## Vad orsakar ansamling av öronvax?

Öronvax produceras naturligt i öronen. Men om det produceras för mycket öronvax och man använder bomullspinnar för att ta bort vaxet kan det i stället tryckas in i öronen och ansamlas där, och eventuellt bilda en vaxpropp.

## Bruksanvisning

- Var noga med att endast använda Audisol® spray vid rumstemperatur (15–25 °C) och kontrollera att det genomskinliga ändstycket sitter fast ordentligt över munstycket före och under användning.
- För in munstycket så långt det går.
- Spraya en kort dusch i det ena eller båda öronen efter behov:
  - ◆ vanligen 2–3 gånger i veckan.
  - ◆ eller 1–2 gånger om dagen när det behövs, t.ex. vid användning av hörapparat eller om du ofta använder öronproppar eller har symptom som kan bero på att vax täpper till hörselgången.
- Luta huvudet åt sidan och torka bort eventuell överflödigt vätska i ytterörat. Torka varsamt. Hård torkning kan orsaka inflammation i den känsliga huden i örat.
- Skölj det genomskinliga ändstycket på munstycket med varmt vatten

och tvål efter varje användning och låt det torka.

## Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

- Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
- Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- Skyddas från solljus.
- Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F.
- Förvaras oåtkomligt för barn.

## Försiktighetsåtgärder

- Om samma sprayflaska med Audisol® används av mer än en person kan det sprida infektioner, så rengör munstycket i varmt vatten med tvål och skölj efter varje användning.
- Använd inte efter utgångsdatumet.

## Viktig information

**Använd inte Audisol® rengöringspray för öronen om:**

- Du är allergisk eller överkänslig mot något av innehållsämnen.
- Du tidigare har haft perforerad trumhinna.
- Du har opererats i örat.
- Du har ont i öronen, öronen är inflammerade eller du har en infektion i öronen.
- Det finns främmande föremål i hörselgången.
- Du använder någon form av örondroppar.
- Du behandlas med ventilationsrör eller tryckutjämnande rör (PET) i trumhinnan.

**Använd inte på barn under 6 år.**

## Sammansättning

Naturligt havsvatten (utspätt till fysiologisk koncentration (0,9 %) med renat vatten).

## Distribueras av:

**Nordic Lab AB**  
Box 7324  
187 14 Täby  
Sverige

Article No.: NOR056

CE 0413

## Tillverkare:

**Aurena Laboratories AB**  
Fjärrviksvägen 22 SE-653 50 Karlstad, Sverige

En produkt från **Noru Pharma**  
Live Better

**Mer information:** [www.audisol.se](http://www.audisol.se)

AUDISOL® är ett registrerat varumärke.

REF 1013-3 STERILE R

50ml

LOT Lotnummer och utgångsdatum finns på flaskans/förpackningens undersida.

Version 20180727

## SYMBOLFÖRKLARING

REF 1013-3	Produkterns katalognummer.	15/25	Övre och undre temperaturgränser för produkten. Produkten ska förvaras vid rumstemperatur (15–25 °C).	CE xxx	CE-märkningen med det fyrsiffriga identifieringsnumret för det anmälda organ som bedömer om kraven är uppfyllda. CE-märkningen är tillverkarens deklARATION av att produkten uppfyller kraven enligt tillämpligt EU-direktiv.
STERILE R	Steriliseringssymbolen anger sterilisering genom strålning.	E	Den omvända epsilonsymbolen visar att aerosolbehållaren uppfyller kraven enligt direktivet om aerosolbehållare.		
Information om tillverkaren.		No use	Produkten ska inte användas efter utgångsdatumet.		
LOT	Produkterns batchnummer.	Child	Förvara denna produkt utom syn- och räckhåll för barn.	Recycling	Symbolen anger att produktförpackningen kan materialåtervinnas.